



Demontering



Eftersyn og funktionskontrol



Montering


 Smøring med Synthes olie
(519.970 eller 05.001.095 skal anvendes)


Bemærkning til montering



Angiv, hvor olien skal anvendes



Manuel rengøring*


 Defekt anordning
Bortskaf anordning

 Automatisk rengøring med manuel
forrengøring og ultralydsrengøring*


Servicerbar anordning



Dampsterilisering*



Må ikke steriliseres!


 Når et symbol er mærket med et kryds,
er handlingen forbudt


Skruenøgle



Unbrakonøgle



Begrænset retlinjet bevægelse



Bevægelse i én retning (træk/skub)



Retning for vedvarende rotation (drej)



Hold stramt



Kabel eller slange må ikke bøjes

* Der står detaljerede anvisninger på manuel rengøring, automatisk rengøring og dampsterilisering i den generelle Synthes pjece "Vigtige Oplysninger".