



Szétszerelés



Szemrevételezéses ellenőrzés és a működés ellenőrzése



Összeszerelés



Kenés Synthes olajjal (az 519.970-et vagy a 05.001.095-öt kell használni)



Megjegyzés az összeszereléshez



Jelzi az olaj használatának helyét



Kézi tisztítás*


 Hibás készülék
Készülék ártalmatlanítása


Gépi tisztítás kézi előtisztítással és ultrahangos tisztítással*



Javítható készülék



Gőzsterilizálás*



Ne fertőtlenítse!



Az áthúzott jelölés a művelet tiltását jelenti



Franciakulcs



Imbuszkulcs



Korlátozott egyenes vonalú mozgás



Egyirányú mozgás (húzás/nyomás)



Folyamatos forgásirány (forgás)



Tartsa erősen



Ne hajlítsa meg a kábelt vagy a csövet

* A kézi tisztítás, a gépi tisztítás és a gőzsterilizálás részletes utasításait a Synthes szórólap "Egyéb tudnivalók" részében találja.