



Demontáž



Vizuální prohlídka a kontrola funkce



Montáž



Promazání olejem Synthes
(použijte 519.970 nebo 05.001.095)



Poznámka k montáži



Označuje místo aplikace oleje



Ruční čištění*



Vadný prostředek
Prostředek znehodnotte



Automatické čištění s ručním
předčištěním a ultrazvukové čištění*



Prostředek lze opravovat



Sterilizace parou.*



Nesterilizujte!



Pokud je symbol přeškrtnutý, činnost není
povolena



Klíč



Imbusový klíč



Omezený přímočarý pohyb



Pohyb jedním směrem (tah/tlak)



Směr kontinuální rotace (otáčení)



Držte pevně



Kabel ani hadice neohýbejte

* Bližší pokyny ohledně ručního čištění, automatického čištění a sterilizace parou viz obecný informační dokument společnosti Synthes "Důležité informace".