



Demontage



Visuelle Überprüfung und Funktionskontrolle



Montage



Mit Synthes Öl schmieren (vorzugsweise Spezialöl 519.970 oder 05.001.095)



Hinweis für Montage



Kennzeichnet zu ölende Stellen



Manuelle Reinigung*



Defekte Komponente
Komponente entsorgen



Automatische Reinigung mit manueller Vorreinigung und Ultraschallreinigung*



Funktionsfähige Komponente



Dampfsterilisation*



Nicht sterilisieren!



Unzulässige Aktionen sind durch ein durchgestrichenes Symbol gekennzeichnet



Gabelschlüssel



Sechskantschlüssel



Begrenzte geradlinige Bewegung



Unidirektionale Bewegung
(Ziehen/Schieben)



Richtung der kontinuierlichen Rotation
(Drehung)



Festhalten



Kabel oder Schlauch nicht knicken

* Einzelheiten zur manuellen Reinigung, automatischen Reinigung und Dampfsterilisation entnehmen Sie bitte der Synthes Broschüre „Wichtige Informationen“.