



Purkaminen



Silmämääräinen ja toiminnan tarkastus



Kokoaminen



Voidellaan Synthes-öljyllä (käytetään tuotetta nro 519.970 tai 05.001.095)



Huomautus kokoamisesta



Osoittaa, mihin öljyä laitetaan



Käsinpuhdistus*


 Viollinen laite
Laite hävitettävä


Automaattinen puhdistus käsin tehdyn esipuhdistuksen ja ultraäänipuhdistuksen jälkeen*



Laite huolletaan



Höyrysterilointi*



Ei saa steriloida!



Kun symbolin kohdalla on rasti, toiminto on kielletty



Avain



Kuusiokoloavain



Rajallinen liikkuvuus suorassa linjassa



Liikkuu yhteen suuntaan (Vedä/Työnnä)



Jatkuvan kierron suunta (Käännä)



Pitele tiukasti



Johtoa tai letkua ei saa taittaa

* Tarkat ohjeet käsin puhdistuksesta, automaattisesta puhdistuksesta ja höyrysteriloinnista on annettu Synthesin "Tärkeää tietoa -tiedotteessa."